


Phospho-P53-S9 Kaninchen Mab Für Wb, Elisa - P04637

Artikelnummer: CM0001146



Einführung

Phospho-p53-S9 Kaninchen-monoklonaler Antikörper detektiert humanes p53 phosphoryliert an Serin 9 mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus. Ideal für WB und ELISA in der Apoptose-, Zellzyklus- und Tumorsuppressorforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-p53-S9 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	P53; BCC7; LFS1; BMF55; TRP53; Phospho-p53-S9
Spezies	Mensch
Gen-ID	7157
Immunogen	Synthetisches Peptid – Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid im Bereich von S9 des humanen p53 (P04637)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P04637
Proteingewicht	44 kDa
Versand	Eisbeutel