


Phospho-P53-T18 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P04637

Artikelnummer: CM0001111



Einführung

Phospho-p53 (Thr18) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt humanes p53, ein kritisches Tumorsuppressor-Protein, das an Zellzyklusarrest, Apoptose und DNA-Reparatur beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-p53-T18 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	P53; BCC7; LFS1; BMF55; TRP53; Phospho-p53-T18
Spezies	Mensch
Gen-ID	7157
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um T18 von humanem p53 (NP_000537.3)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P04637
Proteingewicht	44kDa
Versand	Eisbeutel