


Phospho-P70 S6 Kinase 1-T389 Kaninchen-Pak - P23443

Artikelnummer: CM0001849



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, der endogenes phosphoryliertes p70 S6 Kinase 1 bei T389 nachweist. Validiert für WB, IHC-P, ELISA mit Kreuzreaktivität zu Mensch, Maus und Ratte. Ideal für mTOR-Signalweg- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-p70 S6 Kinase 1-T389 Kaninchen-pAk
Bemerkungen/Alias	S6K; PS6K; S6K1; STK14A; p70-S6K; p70 S6KA; p70-alpha; S6K-beta-1; p70(S6K)-alpha; Phospho-p70 S6 Kinase 1-T389
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6198
GenID	6198
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um T389 von menschlichem P70S6K1 (NP_001258989.1?).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P23443
Proteingewicht	59kDa
Versand	Eisbeutel