

Phospho-P70 S6 Kinase 1-T389 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P23443

Artikelnummer: CM0000951



Einführung

Phospho-spezifischer kaninchenpolyklonaler Antikörper, der gegen p70 S6 Kinase 1 phosphoryliert an T389 gerichtet ist, geeignet für WB, IF/ICC und ELISA-Anwendungen in menschlichen, murinen und Rattenproben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-p70 S6 Kinase 1-T389 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	S6K; PS6K; S6K1; STK14A; p70-S6K; p70 S6KA; p70-alpha; S6K-beta-1; p70(S6K)-alpha; Phospho-p70 S6 Kinase 1-T389
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6198
GenID	6198
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um T389 von humanem P70 S6K (NP_003152.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P23443
Proteingewicht	59kDa
Versand	Eisbeutel