

Phospho-P70 S6 Kinase 1-T421/S424 Kaninchen-Mak Für Wb, If/Icc, Elisa - P23443

Artikelnummer: CM0001517



Einführung

Hochwertiger Phospho-p70 S6 Kinase 1-T421/S424 monoklonaler Antikörper vom Kaninchen, validiert für WB, IF/ICC, ELISA, mit Reaktivität gegen Human, Maus und Ratte. Ideal für mTOR-Signalweg-, Zellwachstums- und Translationsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-p70 S6 Kinase 1-T421/S424 Kaninchen-mAk
Bemerkungen/Alias	S6K; PS6K; S6K1; STK14A; p70-S6K; p70 S6KA; p70-alpha; S6K-beta-1; p70(S6K)-alpha; Phospho-p70 S6 Kinase 1-T421/S424
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	6198
Gen-ID	6198
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um T421&S424 von humanem Phospho S6K1(NP_001258989.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P23443
Protein-Gewicht	59kDa
Versand	Eistasche