


Phospho-P70 S6 Kinase 1-T421/S424 Kaninchen Pab Für Wb, Elisa - P23443

Artikelnummer: CM0000523



Einführung

Kaninchen-polklonaler Antikörper gegen phosphoryliertes p70 S6 Kinase 1 (T421/S424). Validiert für Western Blot und ELISA. Geeignet für Proben von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Forschung zu mTOR-Signalwegen und Zellwachstum.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-p70 S6 Kinase 1-T421/S424 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	S6K; PS6K; S6K1; STK14A; p70-S6K; p70 S6KA; p70-alpha; S6K-beta-1; p70(S6K)-alpha; Phospho-p70 S6 Kinase 1-T421/S424
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6198
Gen-ID	6198
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um T421 & S424 des humanen RPS6KB1 (NP_001258989.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P23443
Proteingewicht	59 kDa
Versand	Eisbeutel