


Phospho-P90Rsk (T359/S363) Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb - Q15418

Artikelnummer: CM0001808



Einführung

Phospho-spezifischer Kaninchen-monoklonaler Antikörper, der gegen p90Rsk/RSK1 phosphoryliert an T359/S363 gerichtet ist, validiert für WB, IP, IF/ICC und ELISA-Anwendungen. Reagiert mit Human, Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung der ERK/MAPK-Signalgebung, des Zellüberlebens und der Proliferation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-p90Rsk-T359/S363 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	RSK; HU-1; RSK1; p90Rsk; MAPKAPK1; MAPKAPK1A
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6195
GenID	6195
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um T359 & S363 von humanem p90Rsk/RSK1/RPS6KA1 (NP_002944.2).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IP, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q15418
Proteingewicht	83kDa
Versand	Eisbeutel