


Phospho-P90Rsk/Rsk1/Rps6Ka1-S363 Kaninchen Pab - Q15418

Artikelnummer: CM0001423



Einführung

Phospho-spezifischer polyklonaler Antikörper vom Kaninchen gegen humanes p90Rsk/RSK1/RPS6KA1, phosphoryliert an Ser363. Validierter Einsatz in WB, IP, ELISA; kreuzreagiert mit Ratte. Erkennt 83 kDa Protein. Für die Kinase-Signalwegsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-p90Rsk/RSK1/RPS6KA1-S363 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RSK; HU-1; RSK1; p90Rsk; MAPKAPK1; MAPKAPK1A; Phospho-p90Rsk/RSK1/RPS6KA1-S363
Spezies	Mensch
GeneID (human)	6195
GeneID	6195
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S363 von humanem p90Rsk/RSK1/RPS6KA1 (NP_002944.2).
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	Q15418
Protein-Gewicht	83kDa
Versand	Eisbeutel