


## Phospho-P90Rsk/Rsk1/Rps6Ka1-S380 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - Q15418

Artikelnummer: CM0000714



### Einführung

Phospho-spezifischer polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen p90Rsk/RSK1/RPS6KA1 an Ser380. Validiert für WB, IP, ELISA in humanen, Maus- und Rattenproben. Ideal für die Erforschung von MAPK/ERK-Signalwegen, Zellwachstum und Apoptose.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                             |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | Phospho-p90Rsk/RSK1/RPS6KA1-S380 Kaninchen pAb                                                   |
| Bemerkungen/Alias | RSK; HU-1; RSK1; p90Rsk; MAPKAPK1; MAPKAPK1A; Phospho-p90Rsk/RSK1/RPS6KA1-S380                   |
| Spezies           | Human                                                                                            |
| GeneID            | 6195                                                                                             |
| Immunogen         | Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S380 von humanem p90Rsk/RSK1/RPS6KA1 (NP_002944.2). |
| Herkunft          | Kaninchen                                                                                        |
| Kategorie         | Phosphorylierte Antikörper                                                                       |
| Anwendung         | WB, IP, ELISA                                                                                    |
| Kreuzreaktivität  | Human, Maus, Ratte                                                                               |
| SWISS             | Q15418                                                                                           |
| Protein-Gewicht   | 83kDa                                                                                            |
| Versand           | Eistasche                                                                                        |