


Phospho-P90Rsk/Rsk1/Rps6Ka1-T348 Kaninchen-Pak - Q15418

Artikelnummer: CM0000916



Einführung

Phospho-spezifischer polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen p90Rsk/RSK1 phosphoryliert an Thr348 gerichtet ist. Validiert für Western Blot und ELISA, kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung der MAPK/ERK-Signalgebung und Zellproliferation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-p90Rsk/RSK1/RPS6KA1-T348 Kaninchen-pAk
Bemerkungen/Alias Alias	RSK; HU-1; RSK1; p90Rsk; MAPKAPK1; MAPKAPK1A; Phospho-p90Rsk/RSK1/RPS6KA1-T348
Spezies	Mensch
Gen-ID	6195
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um T348 von humanem p90Rsk/RSK1/RPS6KA1
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q15418
Proteingewicht	83kDa
Versand	Eisbeutel