


Phospho-P90Rsk/Rsk1/Rps6Ka1-T359/S363 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q15418

Artikelnummer: CM0001165



Einführung

Phospho-p90Rsk/RSK1/RPS6KA1-T359/S363 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper für WB und ELISA. Erkennt humanes RPS6KA1, phosphoryliert an Thr359 und Ser363 – ein nachgeschalteter Effektor der ERK-Signalisierung, der an Zellwachstum und Überleben beteiligt ist. Ideal für die Signaltransduktionsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-p90Rsk/RSK1/RPS6KA1-T359/S363 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RSK; HU-1; RSK1; p90Rsk; MAPKAPK1; MAPKAPK1A; Phospho-p90Rsk/RSK1/RPS6KA1-T359/S363
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6195
Gen-ID	6195
Immunogen	Synthetisches Peptid (ein synthetisches phosphoryliertes Peptid rund um T359 & S363 des humanen p90Rsk/RSK1/RPS6KA1, NP_002944.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q15418
Proteinmasse	83 kDa
Versand	Eisbeutel