

## Phospho-Pak2-S20 Kaninchen-Polyklonale Antikörper Für Wb & Elisa - Q13177

Artikelnummer: CM0000975



### Einführung

Phospho-PAK2 (S20) Kaninchen-polyklonale Antikörper nachweist phosphoryliertes PAK2 in Proben von Mensch, Maus und Ratte mittels WB und ELISA. Ideal für die Erforschung der PAK2-Signalübertragung, Apoptose und Zytoskelettregulation.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                    |
|-------------------|-----------------------------------------|
| Produktname       | Phospho-PAK2-S20 Rabbit pAb             |
| Bemerkungen/Alias | KNO2; PAK65; PAKgamma; Phospho-PAK2-S20 |
| Art               | Mensch                                  |
| GeneID            | 5062                                    |
| Immunogen         | Synthetisches Peptid                    |
| Quelle            | Kaninchen                               |
| Kategorie         | Phosphorylierte Antikörper              |
| Anwendung         | WB, ELISA                               |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                     |
| SWISS             | Q13177                                  |
| Proteingewicht    | 58 kDa                                  |
| Versand           | Eisbeutel                               |