

Phospho-Pak4/Pak5/Pak6-S474/S560/S602 Kaninchen-Mak - 096013

Artikelnummer: CM0000848

Einführung

Phospho-PAK4/PAK5/PAK6-S474/S560/S602 Kaninchen-monoklonaler Antikörper für WB- und ELISA-Anwendungen. Erkennt Ziele von Mensch, Maus und Ratte. Spezifisch für phosphorylierte PAK-Familienkinasen in der Signaltransduktionsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-PAK4/PAK5/PAK6-S474/S560/S602 Kaninchen-mAk
Bemerkungen/Alias	PAK4; KIAA1142; PAK5KIAA1264; PAK6; Phospho-PAK4/PAK5/PAK6-S474/S560/S602
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10298/57144/56924
Gen-ID	10298/57144/56924
Immunogen	Synthetisches Peptid - Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S474 von humanem PAK4 (096013)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	O96013(PAK4-Antigen), Q9P286(PAK5), Q9NQU5(PAK6)
Proteingewicht	64, 80, 75 kDa
Versand	Eisbeutel