


Phospho-Paxillin (Y118) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P49023

Artikelnummer: CM0000723



Einführung

Phosphospezifischer Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen Paxillin, phosphoryliert an Tyrosin 118. Validiert für WB und ELISA in humanen Proben. Detektiert eine Bande von 65 kDa. Geeignet für Studien zu fokalen Adhäsionen und Zellmigration.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-Paxillin-Y118 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	Paxillin; PXN; paxillin; Phospho-Paxillin-Y118
Spezies	Mensch
GenelD	5829
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P49023
Proteingewicht	65 kDa
Versand	Eisbeutel