

Phospho-Pdgfr Alpha-Y1018 Kaninchen Pab Für Wb, Elisa - P16234

Artikelnummer: CM0000481



Einführung

Phospho-PDGFR alpha-Y1018 polyklonaler Kaninchen-Antikörper, validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes PDGFRA, das an Y1018 phosphoryliert ist. Ideal für die Erforschung von PDGF-Signalwegen, Zellproliferation und Rezeptor-Tyrosinkinase-Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-PDGFR alpha-Y1018 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	CD140A; PDGFR2; PDGFR-2; Phospho-PDGFR alpha-Y1018
Spezies	Mensch
GenID	5156
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P16234
Proteinmasse	123 kDa
Versand	Eisbeutel