

Phospho-Pdgfr Alpha-Y849 Kaninchen Pab Für Wb, Elisa - P16234

Artikelnummer: CM0000735



Einführung

Phospho-PDGFR alpha-Y849 Kaninchen pAb detektiert humanes PDGFRA, das an Tyrosin 849 phosphoryliert ist. Valid für Western Blot und ELISA, unterstützt dieser Antikörper die Forschung zu PDGF-Signalwegen, Zellproliferation und Entwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-PDGFR alpha-Y849 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CD140A; PDGFR2; PDGFR-2; Phospho-PDGFR alpha-Y849
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	5156
GeneID	5156
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um Y849 von humanem PDGFRA (NP_006197.1).
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P16234
Protein-Gewicht	123kDa
Versand	Eisbeutel