


Phospho-Pdgfrb-Y740 Kaninchen Pab Für Wb Und Elisa - P09619

Artikelnummer: CM0001596



Einführung

Phospho-PDGFRB-Y740 Kaninchen-Polyklonalantikörper, validiert für WB und ELISA, detektiert PDGFRB, das an Y740 in Mensch und Maus phosphoryliert ist. Ideal für die Untersuchung der PDGF-Signalgebung bei Zellproliferation, Migration und kardiovaskulärer Entwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-PDGFRB-Y740 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	IMF1; KOGS; IBGC4; JTK12; PDGFR; PENTT; CD140B; PDGFR1; PDGFR-1; Phospho-PDGFRB-Y740
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	5159
GeneID	5159
Immunogen	Synthetisches Peptid - Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um Y740 von humanem PDGFRB (NP_002600.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P09619
Proteingewicht	124kDa
Versand	Eistasche