

Phospho-Pdha1-S293 Kaninchen-Mak - P08559

Artikelnummer: CM0000421



Einführung

Phospho-PDHA1-S293 Kaninchen-monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IP, ELISA in Mensch, Maus, Ratte. Erkennt phosphoryliertes Ser293 von PDHA1, einer mitochondrialen Untereinheit der Pyruvatdehydrogenase, die Glykolyse mit dem Zitratzyklus verbindet, für die Erforschung von Stoffwechselkrankheiten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-PDHA1-S293 Kaninchen-mAk
Bemerkungen/Alias	PDHA; PDHAD; PHE1A; E1alpha; PDHCE1A; Phospho-PDHA1-S293
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5160
Gen-ID	5160
Immunogen	Synthetisches Peptid
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P08559
Proteingewicht	43 kDa
Versand	Eistasche