


Phospho-Pdk1/Pdpk1-S241 Kaninchen-Mak Für Wb, Elisa - O15530

Artikelnummer: CM0000865



Einführung

Dieser phospho-spezifische, monoklonale Kaninchen-Antikörper zielt auf PDK1 (PDPK1) ab, das an Serin 241 phosphoryliert ist. Validiert für WB und ELISA, detektiert er die humane 3-Phosphoinositid-abhängige Proteinkinase 1, einen wichtigen AGC-Kinase-Regulator in der Zellsignalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-PDK1/PDPK1-S241 Kaninchen-mAk
Bemerkungen/Alias	PDK1; PDPK2; PDPK2P; PRO0461; Phospho-PDK1/PDPK1-S241
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5170
Gen-ID	5170
Immunogen	Synthetisches Peptid
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O15530
Proteingewicht	63kDa
Versand	Eisbeutel