


Phospho-Pdk1/Pdpk1-S241 Kaninchen Pab - O15530

Artikelnummer: CM0000918



Einführung

Phosphospezifisches polyklonales Kaninchenantikörper detektiert PDK1 phosphoryliert an Ser241 (PDPK1, 63 kDa). Validiert für WB, IF/ICC, ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Forschung zu Insulinsignalwegen, Krebs und Kinase-Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-PDK1/PDPK1-S241 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	PDK1; PDPK2; PDPK2P; PRO0461; Phospho-PDK1/PDPK1-S241
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5170
Gen-ID	5170
Immunogen	Synthetisches Peptid - Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid im Bereich von S241 des humanen PDK1/PDPK1 (NP_002604.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O15530
Proteingewicht	63 kDa
Versand	Eisbeutel