


Phospho-Pdk1/Pdpk1-S241 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - O15530

Artikelnummer: CM0001899



Einführung

Phospho-spezifischer kaninchenpolyklonaler Antikörper, der gegen PDK1/PDPK1 an Ser241 gerichtet ist. Geeignet für WB, IF/ICC, ELISA in humanen, murinen und rattischen Proben. Ideal zur Untersuchung der Insulinsignalgebung, der Zellproliferation und Überlebenswege.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-PDK1/PDPK1-S241 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	PDK1; PDPK2; PDPK2P; PRO0461; Phospho-PDK1/PDPK1-S241
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5170
GenID	5170
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein phosphospezifisches Peptid, das den Resten um S241 von humanem PDK1/PDPK1 entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O15530
Proteingewicht	63kDa
Versand	Eisbeutel