

Phospho-Pea15-S104 Kaninchen-Pab Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q15121

Artikelnummer: CM0001172



Einführung

Phospho-PEA15-S104 polyklonaler Kaninchen-Antikörper (pAb), validiert für WB, IHC-P, ELISA. Erkennt menschliches PEA15 und zeigt Kreuzreaktivität mit Maus und Ratte. Zielgewicht ~15 kDa. Ideal für Apoptose-, Glukosetransport- und MAPK-Signalweg-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-PEA15-S104 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	PED; MAT1; HMAT1; MAT1H; PEA-15; HUMMAT1H; PED-PEA15; PED/PEA15; Phospho-PEA15-S104
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	8682
GenID	8682
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S104 von menschlichem PEA15 (NP_003759.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q15121
Proteingewicht	15 kDa
Versand	Eisbeutel