

Phospho-Pea15-S104 Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q15121

Artikelnummer: CM0000859



Einführung

Phospho-PEA15-S104 Kaninchen polyklonaler Antikörper (15 kDa) validiert für WB und ELISA in Mensch, Maus und Ratte. Spezifisch für die phosphorylierte S104-Stelle von PEA-15, einem Regulator von Apoptose und Glukosetransport. Ideal für Diabetes- und Signalwegsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-PEA15-S104 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PED; MAT1; HMAT1; MAT1H; PEA-15; HUMMAT1H; PED-PEA15; PED/PEA15; Phospho-PEA15-S104
Spezies	Mensch
Gen-ID	8682
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S104 von humanem PEA15 (NP_003759.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q15121
Proteingewicht	15kDa
Versand	Eistüte