

Phospho-Pfkfb2-S483 Kaninchen Pab Für Wb, Elisa - O60825

Artikelnummer: CM0001083



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper, spezifisch für phosphoryliertes PFKFB2 an Ser483. Validiert für WB und ELISA in menschlichen Proben; ideal für die Untersuchung des kardialen Fructose-2,6-bisphosphat-Stoffwechsels.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-PFKFB2-S483 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	PFK-2/FBPase-2; Phospho-PFKFB2-S483
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5208
Gen-ID	5208
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S483 des menschlichen PFKFB2 (NP_006203.2).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O60825
Proteingewicht	58 kDa
Versand	Eisbeutel