

Phospho-PI3Kp85A/P55γ/P85B-Y467/Y464/Y199 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb - P27986 / O00459 / Q92569

Artikelnummer: CM0001669



Einführung

Phospho-spezifischer kaninchenpolyklonaler Antikörper, der auf die PI3K-Regulatoruntereinheiten p85α, p55γ, p85β (phosphoryliert Y467/Y464/Y199) abzielt. Validiert für WB bei Mensch, Maus, Ratte. Ideal für PI3K-Signalgebung, Krebs- und Stoffwechselforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-PI3Kp85α/p55γ/p85β-Y467/Y464/Y199 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	PIK3R1/PIK3R2/PIK3R3; Phospho-PI3Kp85α/p55γ/p85β-Y467/Y464/Y199
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5295/5296/8503
GenID	5295/5296/8503
Immunogen	Synthetisches Peptid - Ein phosphospezifisches Peptid, das den Resten um Y467 von humanem PIK3R1/2/3 entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P27986/O00459/Q92569
Proteingewicht	42-54kDa/81-84kDa
Versand	Eisbeutel