


Phospho-Pka C-Alpha (Prkaca)-T197 Kaninchen-Pab - P17612

Artikelnummer: CM0001951



Einführung

Phospho-PKA C-alpha (PRKACA)-T197
Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für
WB und ELISA. Erkennt humanes, murines und
rattes PRKACA, phosphoryliert an Threonin 197.
Geeignet für Kinasesignalweg- und
Phosphorylierungsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-PKA C-alpha (PRKACA)-T197 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	CAFD1; PKACA; PPNAD4; Phospho-PKA C-alpha (PRKACA)-T197
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5566
GenID	5566
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid rund um T197 von humanem PKA C-alpha (PRKACA) (NP_002721.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P17612
Proteingewicht	41kDa
Versand	Eisbeutel