

Phospho-Pka Riiα (Prkar2A)-S99 Kaninchen Mab Für Wb Und Elisa - P13861

Artikelnummer: CM0001208



Einführung

Phosphospezifischer monoklonaler Antikörper aus Kaninchen gegen PRKAR2A an Ser99. Validiert für WB und ELISA in menschlichen und Rattenproben. Ideal für die Erforschung von cAMP-Signalwegen und PKA.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-PKA RIIα (PRKAR2A)-S99 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	PKR2; PRKAR2; Phospho-PKA RIIα (PRKAR2A)-S99
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	5576
GeneID	5576
Immunogen	Synthetisches Peptid - Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S99 von humanem PRKAR2A/PKR2 (P13861).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	P13861
Proteingewicht	46 kDa
Versand	Eisbeutel