


Phospho-Pkc Alpha-S657/Y658 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P17252

Artikelnummer: CM0001851



Einführung

Phospho-PKC alpha (S657/Y658) kaninchenpolyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Erkennt phosphoryliertes humanes PKC alpha (77 kDa), eine Schlüsselkinase in der Zellproliferation, Apoptose und Krebsbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-PKC alpha-S657/Y658 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	AAG6; PKCA; PRKACA; PKCI+/-; PKCalpha; PKC-alpha; Phospho-PKC alpha-S657/Y658
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5578
GenID	5578
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P17252
Proteingewicht	77kDa
Versand	Eisbeutel