

Phospho-Pkc Alpha-T410+Pkc Delta-T410 Kaninchen-Mak Für Wb, Elisa - P17252 / Q05655

Artikelnummer: CM0000833



Einführung

Phospho-PKC alpha-T410+PKC delta-T410 Kaninchen-mAk detektiert phosphoryliertes T410 von humanem PKC alpha und PKC delta. Validiert für WB und ELISA, ideal für die Zellsignal- und Onkologieforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-PKC alpha-T410+PKC delta-T410 Kaninchen-mAk
Bemerkungen/Alias	AAG6; PKCA; PRKACA; PKCI+/-; PKCalpha; PKC-alpha; Phospho-PKC alpha-T410+PKC delta-T410
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	5578/5580
GeneID	5578/5580
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um T410 von humanem PRKCZ(NP_002735.3)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P17252/Q05655
Protein-Gewicht	76kDa/77kDa
Versand	Eistasche