


Phospho-Pkc Alpha-T638 + Pkc Beta II-T641 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P17252/P05771

Artikelnummer: CM0001106



Einführung

Phosphospezifischer Kaninchen-monoklonaler Antikörper zum Nachweis von PKC alpha (Thr638) und PKC beta II (Thr641). Validiert für WB und ELISA mit menschlichen Proben. Für die Erforschung der PKC-Signalgebung bei Krebs, Herzbiologie und Entzündungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-PKC alpha-T638 + PKC beta II-T641 Rabbit mAb
Anmerkungen/Alias	PKC-beta; PKCB; PRKCB1; PRKCB2; Phospho-PKC alpha-T638 + PKC beta II-T641
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5578/5579
Gen-ID	5578/5579
Immunogen	Synthetisches phosphoryliertes Peptid um T638 des menschlichen PRKCA (NP_002728.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P17252/P05771
Proteingewicht	76 kDa/77 kDa
Versand	Eisbeutel