


## Phospho-Pkc Alpha-T638 Kaninchen Mab - P17252

Artikelnummer: CM0000945



### Einführung

Anti-Phospho-PKC alpha-T638 Kaninchen monoklonaler Antikörper für Western Blot und ELISA. Erkennt phosphoryliertes PKC alpha an T638 in Proben von Mensch und Maus, ideal für Forschung im Bereich Signaltransduktion.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                 |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | Phospho-PKC alpha-T638 Kaninchen mAb                                                                                 |
| Bemerkungen/Alias | AAG6; PKCA; PRKACA; PKCI+/-; PKCalpha; PKC-alpha; Phospho-PKC alpha-T638                                             |
| Art               | Mensch                                                                                                               |
| Gen-ID (Mensch)   | 5578                                                                                                                 |
| Gen-ID            | 5578                                                                                                                 |
| Immunogen         | Synthetisches Peptid Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um Position T638 des menschlichen PKC alpha (P17252). |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                            |
| Kategorie         | Phosphorylierte Antikörper                                                                                           |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                            |
| Kreuzreaktivität  | Maus                                                                                                                 |
| SWISS             | P17252                                                                                                               |
| Proteinmasse      | 77 kDa                                                                                                               |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                            |