


Phospho-Pkc Delta-Y311 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q05655

Artikelnummer: CM0001898



Einführung

Phospho-PKC delta-Y311 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper validiert für WB und ELISA. Reagiert mit humaner, muriner PKC delta. Ideal für die Untersuchung der PKC delta-Phosphorylierung an Tyr311 in der Apoptose-, Zellzyklus- und Krebsignalforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-PKC delta-Y311 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	MAY1; PKCD; ALPS3; CVID9; nPKC-delta; Phospho-PKC delta-Y311
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	5580
GeneID	5580
Immunogen	Synthetisches Peptid – Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um Y311 der Ratten-PKC delta (NP_579841.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q05655
Proteingewicht	78 kDa
Versand	Eisbeutel