

Phospho-Pkc Mu (S916) Kaninchen-Poliklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q15139

Artikelnummer: CM0001448

Einführung

Phosphospezifischer kaninchen-poliklonaler Antikörper, der phosphoryliertes PRKD1 (PKC mu) an Ser916 erkennt; geeignet für Western Blot und ELISA-Anwendungen. Reagiert mit humanem und murine PRKD1 und ermöglicht die Erforschung von Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-PKC mu-S916 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	PKD; PKCM; CHDED; PRKCM; PKC-MU; Phospho-PKC mu-S916
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5587
Gen-ID	5587
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S912 von humanem PKC mu (NP_002733.2).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q15139
Proteingewicht	102 kDa
Versand	Eisbeutel