


Phospho-Pkc (Pan) (Bii Ser660) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P17252 / P05771 / Q05655 / Q02156 / P24723 / Q04759

Artikelnummer: CM0001814



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen phosphoryliertes PKC (pan) (β II Ser660). Validiert für WB und ELISA in Human, Maus und Ratte. Ideal für Signaltransduktions-, Onkologie- und kardiovaskuläre Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-PKC (pan) (β II Ser660) Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PRKCA/PRKCB/PRKCD/PRKCE/PRKCH/PRKCQ; Phospho-PKC (pan) (β II Ser660)
Spezies	Human
GeneID (Human)	5578/5579/5580/5581/5583/5588
GeneID	5578/5579/5580/5581/5583/5588
Immunogen	Synthetisches Peptid; Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S660 von humanem PKC (pan) β II PRKCA (NP_002728.2).
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P17252/P05771/Q05655/Q02156/P24723/Q04759
Proteingewicht	59kDa/67kDa/74- 83kDa
Versand	Eistasche