

Phospho-PKcalpha/Beta II-T638/641 Kaninchen Pab Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P17252 / P05771

Artikelnummer: CM0000518



Einführung

Phospho-PKCalpha/beta II-T638/641 Kaninchen pAb detektiert phosphoryliertes PKC alpha und beta II in Human, Maus und Ratte. Geeignet für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA unterstützt dieser Antikörper die Forschung in Zellsignalgebung, Krebs und kardiovaskulärer Biologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-PKCalpha/beta II-T638/641 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PKC-beta; PKCB; PRKCB1; PRKCB2; Phospho-PKCalpha/beta II-T638/641
Spezies	Human
GeneID (Human)	5578/5579
GeneID	5578/5579
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um T638 von humanem PKCalpha/beta II PRKCA (NP_002728.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P17252/P05771
Proteingewicht	76kDa/77kDa
Versand	Eisbeutel