


Phospho-Pkcδ/θ-S643/676 Kaninchen Pab - Q05655/Q04759

Artikelnummer: CM0001496



Einführung

Phospho-spezifischer polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen PKCδ Ser643 und PKCθ Ser676, validiert für WB und ELISA in Human- und Mausproben. Ideal zur Untersuchung der PKCδ/θ-Signalgebung bei Apoptose und Krebs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-PKCδ/θ-S643/676 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PRKCD/PRKCQ; Phospho-PKCδ/θ-S643/676
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	5580/5588
GeneID	5580/5588
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S643 von humanem PKCδ/θPRKCD (NP_001341605.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q05655/Q04759
Proteingewicht	77kDa/80kDa/67kDa/74kDa/81kDa
Versand	Kühltasche