

Phospho-Pkr/Eif2Ak2-T446 Kaninchen-Mak - P19525

Artikelnummer: CM0001643



Einführung

Monoklonaler Antikörper vom Kaninchen gegen phosphoryliertes T446 von humanem PKR/EIF2AK2, geeignet für WB und ELISA. Ideal für die Erforschung der angeborenen Immunität, Virusinfektionen und der Kinase-Signalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Phospho-PKR/EIF2AK2-T446 Kaninchen-mAk
Bemerkungen/Alias	PKR; PRKR; DYT33; LEUDEN; EIF2AK1; PPP1R83; Phospho-PKR/EIF2AK2-T446
Spezies	Human
GeneID (Human)	5610
GeneID	5610
Immunogen	Synthetisches phosphoryliertes Peptid um T446 von humanem PKR/EIF2AK2 (P19525)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P19525
Protein-Gewicht	62kDa
Versand	Eisbeutel