


Phospho-Plc Beta 3 (Plcb3)-S1105 Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q01970

Artikelnummer: CM0001868



Einführung

Kaninchen polyklonaler Antikörper spezifisch für PLC beta 3, phosphoryliert an Ser1105. Validiert für WB und ELISA mit Reaktivität bei Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von GPCR-vermittelter Second-Messenger-Signalgebung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-PLC beta 3 (PLCB3)-S1105 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	SMDCD; Phospho-PLC beta 3 (PLCB3)-S1105
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5331
Gen-ID	5331
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q01970
Proteinmasse	139 kDa
Versand	Eisbeutel