


Phospho-Plc Gamma 1 (Plcg1)-S1248 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P19174

Artikelnummer: CM0001576



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen phosphoryliertes PLCG1 (S1248), mit Kreuzreaktivität gegen Mensch und Maus. Validiert für Western Blot und ELISA. Geeignet für die Untersuchung der Rezeptor-Tyrosinkinase-Signalgebung, Zellmigration und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-PLC gamma 1 (PLCG1)-S1248 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	PLC1; NCKAP3; PLC-II; PLC148; PLCgamma1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5335
GenID	5335
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S1248 von menschlichem PLC gamma 1 (PLCG1) (NP_877963.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P19174
Proteingewicht	149kDa
Versand	Eisbeutel