


Phospho-Plc Gamma 1 (Plcg1)-S1248 Kaninchen-Pab - P19174

Artikelnummer: CM0000753



Einführung

Kaninchen polyklonaler Antikörper, der Phospho-PLCG1 (S1248) erkennt, validiert für WB, IHC-P, ELISA bei Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von Wachstumsfaktorsignalisierung, Aktin-Reorganisation und Zellmigration.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-PLC gamma 1 (PLCG1)-S1248 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	PLC1; NCKAP3; PLC-II; PLC148; PLCgamma1; Phospho-PLC gamma 1 (PLCG1)-S1248
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5335
GenID	5335
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P19174
Proteingewicht	149kDa
Versand	Eisbeutel