


Phospho-Plc Gamma 1 (Plcg1)-Y783 Kaninchen Pab Für Wb, Elisa - P19174

Artikelnummer: CM0001231



Einführung

Phospho-PLC gamma 1 (PLCG1)-Y783 Kaninchen pAb ist ein phosphospezifischer Antikörper für Western Blot und ELISA, der auf phosphoryliertes Y783 von humanem PLCG1 abzielt. Kreuzreagiert mit Maus. Ideal für die Untersuchung von Rezeptor-Tyrosinkinase-Signalwegen, Aktin-Reorganisation und Zellmigration.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-PLC gamma 1 (PLCG1)-Y783 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PLC1; NCKAP3; PLC-II; PLC148; PLCgamma1; Phospho-PLC gamma 1 (PLCG1)-Y783
Spezies	Mensch
GeneID (human)	5335
GeneID	5335
Immunogen	Synthetisches Peptid - Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um Y783 von humanem PLC gamma 1 (PLCG1) (NP_877963.1?).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P19174
Proteingewicht	149kDa
Versand	Eistasche