


Phospho-Plc Gamma 2 (Plcg2)-Y1217 Kaninchen Pab - P16885

Artikelnummer: CM0001783



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper spezifisch für phosphoryliertes Y1217 von humanem PLCG2, validiert für WB, IHC-P, ELISA; kreuzreagiert mit humanen und murinen Proben. Ideal für die Signaltransduktionsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-PLC gamma 2 (PLCG2)-Y1217 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	FCAS3; APLAID; PLC-IV; PLC-gamma-2; Phospho-PLC gamma 2 (PLCG2)-Y1217
Spezies	Human
GeneID (Human)	5336
GeneID	5336
Immunogen	Synthetisches Peptid
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P16885
Proteingewicht	148kDa
Versand	Eisbeutel