


Phospho-PLN-S16 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P26678

Artikelnummer: CM0000864



Einführung

Der Phospho-PLN-S16 Kaninchen monoklonale Antikörper (WB, IF-P, IHC-P, ELISA) detektiert endogenes, an Ser16 phosphoryliertes Phospholamban in Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung des kardialen Kalziumhaushalts und von Kardiomyopathien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-PLN-S16 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	PLB; CMD1P; CMH18
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	5350
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S16 von humanem PLN (NP_002658.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P26678
Protein-Gewicht	6 kDa
Versand	Eistasche