


Phospho-PLN-S16 Kaninchen Pab Für Wb Und Elisa - P26678

Artikelnummer: CM0001651



Einführung

Phospho-PLN-S16 Kaninchen pAb erkennt spezifisch phosphoryliertes Phospholamban an Serin 16 in menschlichen, Maus- und Rattenproben. Ideal für WB und ELISA in der Forschung zur kardialen Kalziumregulation und Kardiomyopathie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-PLN-S16 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	PLB; CMD1P; CMH18; Phospho-PLN-S16
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5350
GenID	5350
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S16 von menschlichem PLN (NP_002658.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P26678
Protein-Gewicht	6 kDa
Versand	Eisbeutel