


Phospho-PLN-T17 Kaninchen Pab - P26678

Artikelnummer: CM0001871



Einführung

Hochspezifischer Phospho-PLN-T17 polyklonaler Kaninchenantikörper für WB, IHC-P, ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-Phospholamban phosphoryliert an Thr17. Ideal für die Erforschung von kardialem Kalziumsignaling und Kardiomyopathien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-PLN-T17 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PLB; CMD1P; CMH18; Phospho-PLN-T17
Art	Mensch
GenID (menschlich)	5350
GenID	5350
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid rund um T17 von menschlichem PLN (NP_002658.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P26678
Proteingewicht	6kDa
Versand	Eisbeutel