


Phospho-Polr2A Ctd-S2 Kaninchen Mab - P24928

Artikelnummer: CM0001971



Einführung

Kloniertes Kaninchen-Antikörper spezifisch für phosphoryliertes Ser2 der CTD-Domäne von POLR2A. Validiert für WB, IF/ICC, IHC-P, ChIP, ChIP-seq, CUT&Tag, ELISA; reagiert mit Mensch, Maus, Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-POLR2A CTD-S2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	RPB1; RPO2; POLR2; POLRA; RPBh1; RPOL2; NEDHIB; RplILS; hsRPB1; hRPB220; Phospho-POLR2A CTD-S2
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	5430
GeneID	5430
Immunogen	Synthetisches Peptid (Ein phosphospezifisches Peptid passend zu Resten um S2 der menschlichen POLR2A-CTD-Wiederholung YSPTSPS)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IHC-P, ChIP, ChIP-seq, CUT&Tag, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P24928
Proteinmasse	217 kDa
Versand	Eisbeutel