


Phospho-Polr2A Ctd- S2/S5 Kaninchen Pab - P24928

Artikelnummer: CM0001491



Einführung

Phospho-POLR2A CTD (S2/S5) polyklonaler Kaninchenantikörper, validiert für WB und ELISA. Zielt auf die menschliche POLR2A CTD-Wiederholung YSPTSPS Phosphorylierung an Ser2/Ser5. Ideal für Transkriptionsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-POLR2A CTD- S2/S5 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RPB1; RPO2; POLR2; POLRA; RPBh1; RPOL2; NEDHIB; RplILS; hsRPB1; hRPB220; Phospho-POLR2A CTD- S2/S5
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5430
GenID	5430
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein phosphospezifisches Peptid, das Resten um S2/S5 der menschlichen POLR2A CTD-Wiederholung YSPTSPS entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P24928
Proteinmasse	217 kDa
Versand	Eisbeutel