


Phospho-Polr2A Ctd-S5 Kaninchen-Mab Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P24928

Artikelnummer: CM0000436



Einführung

Phosphospezifischer monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen POLR2A CTD Ser5, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA bei Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung der Transkriptionsregulation durch RNA-Polymerase II.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-POLR2A CTD-S5 Kaninchen-mAb
Anmerkungen/Alias	RPB1; RPO2; POLR2; POLRA; RPBh1; RPOL2; NEDHIB; RplLS; hsRPB1; hRPB220; Phospho-POLR2A CTD-S5
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5430
Gen-ID	5430
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein phosphospezifisches Peptid, das den Resten um S5 der menschlichen POLR2A CTD (P24928) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P24928
Proteingewicht	217 kDa
Versand	Eisbeutel