


Phospho-Polr2A Ctd-T4 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa, Chip - P24928

Artikelnummer: CM0000458



Einführung

Hochwertiger Phospho-POLR2A CTD-T4 Kaninchen-polyclonaler Antikörper validiert für WB, IP, ELISA, ChIP; detektiert humanes, murines, rattisches POLR2A, phosphoryliert an T4 der CTD-Heptapeptid-Wiederholungen. Ideal für Transkriptionsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-POLR2A CTD-T4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RPB1; RPO2; POLR2; POLRA; RPBh1; RPOL2; NEDHIB; RplILS; hsRPB1; hRPB220; Phospho-POLR2A CTD-T4
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5430
Gen-ID	5430
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein phosphospezifisches Peptid, das Resten um T4 der menschlichen POLR2A-CTD-Wiederholung YSPTSPS entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA, ChIP
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P24928
Proteingewicht	217 kDa
Versand	Eisbeutel