


Phospho-Pp2A Katalytisches A (Y307) Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P67775

Artikelnummer: CM0001595



Einführung

Spezifischer Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen Phospho-PP2A katalytisches α (Tyr307) für Western Blot und ELISA. Erkennt humanes und murines PPP2CA; vorhergesagtes Molekulargewicht 36 kDa. SWISS: P67775.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-PP2A Katalytisches α -Y307 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	RP-C; PP2Ac; PP2CA; NEDLBA; PP2Calpha; Phospho-PP2A Katalytisches α -Y307
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5515
Immunogen	Synthetisches Peptid - Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um Y307 des menschlichen PP2A katalytischen α (P67775)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P67775
Proteinmasse	36kDa
Versand	Eisbeutel